




Destinataires

Personnes ayant des difficultés pour enjamber la baignoire et/ou ne pouvant pas maintenir la position debout durant la toilette et ayant besoin d'un dossier pour maintenir la position assise.

Description

Il se place sur les rebords de la baignoire et permet de prendre une douche en position assise et d'éviter l'enjambement de la baignoire. Il pivote d'un quart de tour pour faciliter le passage des jambes. La présence d'une manette permet de bloquer le siège au moment du transfert et de la toilette. Différents éléments peuvent varier pour s'adapter aux utilisateurs : accoudoirs escamotables ou non, hauteur du dossier...

NOM	PHOTO	CARACTERISTIQUES	PRIX MOYEN	LIEUX DE VENTE
Siège de bain Nordencare	 <p>Disponible à l'essai à ELSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Largeur totale 71cm - Largeur d'assise 40cm - Blocage tous les 90° - Largeur intérieur de 55 à 60cm - Largeur extérieur de 60 à 70cm - Poids : 4kg - Poids maximum supporté : 100kg 	90€	Sites internet Revendeurs de matériel médical
Siège de bain Alizé		<ul style="list-style-type: none"> - Largeur des supports : 73cm - Accoudoirs fixes - Découpe intime - Poids : 11kg - Poids maximum supporté : 120kg 	120€	Sites internet Revendeurs de matériel médical
Chaise de bain Sorrento		<ul style="list-style-type: none"> - Assise soft confort - Largeur d'assise : 50cm - Dossier en toile souple et réglable - Poids : 6 kg - Poids maximum supporté : 130 kg - Manette accessible des deux côtés 	150€	Sites internet Revendeurs de matériel médical





N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l'exhaustivité. La sélection effectuée par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative.

Financements possibles

PCH, APA, Caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles

L'œil de l'ergothérapeute

Il est très adapté aux personnes ayant une aide humaine pour leur toilette. Actionner la manette et réaliser le quart de tour simultanément est difficile pour une personne seule. Encombrant et lourd à manipuler, il ne convient pas si la baignoire est utilisée par d'autres personnes (difficile à déplacer chaque jour). Il est préférable de vérifier les dimensions du siège car il peut ne pas s'adapter à toutes les baignoires.



L'appartement de démonstration ELSA est un service de l'association CRIAS.
CRIAS | 71C cours Albert Thomas | 69003 LYON | Tél. 04 78 62 98 24
www.crias.fr | www.elsa.criasmieuxvivre.fr | Youtube : [Elsa CriasMieuxVivre](#)

Association loi 1901 reconnue de bienfaisance par décision préfectorale du 26 avril 2012 |
Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques (CICAT)

