

Mis à jour : Janvier 2016

Descriptif : Objet permettant la collecte des urines et selles d'une personne au lit. L'utilisation se fait lorsque la personne est alitée.

Lieu de vente : Pharmacies, Revendeurs de matériel médical

Destinataires : Toute personne ne pouvant se lever de son lit et se déplacer jusqu'aux toilettes.

Nécessite de bonnes capacités de repère physique des signaux sphinctériens et la capacité d'appel d'une tierce personne pour la mise en place et le retrait du dispositif (si impossible seul).

Les + du produit :

- Permet le maintien des signaux sphinctériens de l'utilisateur
- Léger et peu encombrant
- Répartition des appuis sur trois zones
- Nettoyage simple (eau + détergent)

Les limites du produit :

- Objet peu confortable pour l'usager
- Selon les capacités de l'utilisateur, peut nécessiter une tierce personne
- Mise en place du dispositif (lever le bassin)

NOM	FABRICANTS	CARACTERISTIQUES	PHOTO	PRIX INDICATIF
Basséo	Invacare	<ul style="list-style-type: none"> - Matière plastique - Poignée ergonomique - Dimensions : 26 x 47 cm - Couleur : blanc - Poids de l'objet : 0.5 Kg - Poids maximum utilisateur : 90 kg 		15 €
5000 Bassin de lit	Pharma Ouest	<ul style="list-style-type: none"> - Forme anatomique, diminue les appuis au niveau du coccyx - Poignée - Avec ou sans couvercle - Dimensions : 29 x 40 x 8 cm - Couleurs : bleu ou blanc - Volume intérieur : 2,2 L - Poids maximum utilisateur : 220kg 		11,50 € à 15,50 €

Bassin	Dupont Medical	<ul style="list-style-type: none"> - Matière plastique - Emplacements pour les mains - Dimensions : 38 x 26 cm - Couleurs : bleu - Volume intérieur : 2,5 L - Poids maximum utilisateur : 150kg 		10 €
--------	----------------	---	--	------

N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l'exhaustivité. La sélection effectuée par les ergothérapeutes de Crias Mieux Vivre se veut néanmoins représentative.

En + : Peut être utilisé avec un sac de protection entourant le support (si plusieurs utilisateurs) et/ou un tampon super-absorbant (jusqu'à 450 mL absorbé) à placer dans le réceptacle.